



Anaquel de almacenamiento KD-102

Descripción

El **Anaquel de almacenamiento KD-102** es un mobiliario esencial para laboratorios de histología y patología. Ofrece una solución **robusta, segura y organizada** para conservar bloques de parafina. Gracias a su diseño estructurado y gran capacidad, permite clasificar los bloques de inclusión de forma eficiente, optimizando el espacio y facilitando el acceso a las muestras cuando se requiere análisis o control de calidad.

Fabricado con materiales de alta resistencia, como chapa de acero laminado en frío **Baosteel SPCC1.2**, el KD-102 garantiza durabilidad y estabilidad incluso con uso intensivo. Su cuerpo principal y cajones están contruidos en acero de calibre 0.8", asegurando una larga vida útil. Cada unidad consta de **tres secciones apilables más una base**, con seis cajones grandes por sección, proporcionando una capacidad aproximada de **11,000 bloques de parafina**.

Además, el KD-102 incluye **divisiones internas móviles**, que permiten una clasificación flexible según las necesidades del laboratorio. Esto ayuda a mantener el orden, reducir el riesgo de pérdida de muestras y facilitar el seguimiento de cada bloque durante todo el flujo de trabajo histológico.

Características destacadas

- **Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo** para mayor durabilidad.

- **Divisiones móviles** que permiten una organización personalizada.
- **Cajones amplios** con gran capacidad de carga.
- **Diseño funcional y profesional**, optimizado para laboratorios modernos.
- **Compatible con sistemas de archivo** de bloques de parafina.