



Anaquel de almacenamiento KD-103

Descripción

El **Anaquel de almacenamiento KD-103** está pensado para **almacenar hojas de secado y bloques histológicos** de manera organizada en laboratorios de histología y patología. **Además**, su estructura robusta y divisiones amplias permiten manejar grandes volúmenes de muestras con **seguridad y eficiencia**. Esto facilita el archivo, la clasificación y el acceso rápido, tanto en entornos clínicos como de investigación.

Está fabricado con **chapa de acero laminado en frío Baosteel SPCC1.2**, lo que le brinda resistencia al desgaste, la corrosión y al uso constante. **Asimismo**, el cuerpo principal y los cajones de 0.8" de grosor refuerzan su durabilidad. Cada módulo incluye **tres secciones con seis cajones grandes por sección y una base inferior**, ofreciendo un almacenamiento de hasta **9,000 hojas de secado por módulo**.

Características destacadas

- **Cajones con etiquetas digitales**, que facilitan la trazabilidad y el archivo de muestras.
- **Estructura modular**, permitiendo expandir el anaquel según las necesidades del laboratorio.

- **Diseño ergonómico**, que asegura apertura y cierre suave de los compartimentos.
- **Divisiones internas móviles**, para clasificar las muestras de manera flexible.
- **Acabado en pintura en polvo**, que protege la superficie y facilita la limpieza.
- **Integración sencilla** con otros muebles o estaciones de trabajo, optimizando el espacio disponible.