



Balanza de precisión de la serie Luna-LTB 3602e

Descripción

La **Balanza de Precisión Luna LTB 3602e** está diseñada para ofrecer **mediciones confiables y precisas**, siendo ideal para laboratorios, universidades e industrias que requieren resultados exactos en procesos de control de calidad, investigación y producción. Con una **capacidad de 3600 g** y una **legibilidad de 0.01 g**, garantiza un desempeño óptimo en tareas de pesaje de media y gran escala.

Su **pantalla LCD retroiluminada de alto contraste** permite lecturas claras en cualquier entorno. Además, incorpora **funciones avanzadas** como conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación de resultados y tara automática, proporcionando versatilidad y eficiencia en diversas aplicaciones.

La **Luna LTB 3602e** cuenta con un diseño **robusto, moderno y ergonómico**, asegurando durabilidad y comodidad durante el uso prolongado. Gracias a sus **puertos USB y RS-232**, se facilita la transferencia directa de datos a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional.

☐ Características principales

- Capacidad: **3600 g**

- Legibilidad: **0.01 g**
- Pantalla **LCD retroiluminada de alto contraste**
- Funciones: **conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación y tara automática**
- Conectividad: **USB y RS-232**
- Diseño [ergonómico](#), compacto y robusto