



Baño de agua KD-P

Descripción

El [baño de agua KD-P para laboratorio](#) es un equipo esencial para **procesos científicos que requieren control de temperatura constante y confiable. Por ello**, su diseño compacto y materiales resistentes, combinados con tecnología avanzada de regulación térmica, lo hacen ideal para **investigación, análisis clínicos y laboratorios educativos.**

Características principales

- **Control digital preciso** mediante teclado y pantalla de tubo. **Además**, cuenta con memoria automática gestionada por microordenador.
- **Calentamiento rápido y eficiente**, gracias a un elemento calefactor de nueva generación que asegura larga vida útil y ahorro de energía.
- **Visualización doble**: muestra simultáneamente la temperatura real y la preestablecida, **lo que facilita el seguimiento del proceso.**
- **Funciones de memoria y restauración automáticas**, que guardan los datos de temperatura después de cada inicio.

- **Superficie resistente** de material negro especial, que protege contra la abrasión y la corrosión.

Especificaciones técnicas

- **Rango de temperatura:** Ajustable continuamente de RT a 90 °C, con mantenimiento automático.
- **Precisión de control:** ± 1 °C.
- **Dimensiones del plato del baño de agua:** 240 × 180 × 50 mm (ancho × profundidad × alto).
- **Voltaje de trabajo:** CA 220 V ± 10 % 50 Hz (modelo estándar) / CA 110 V ± 10 % 60 Hz.
- **Potencia:** 200 W.
- **Dimensiones totales:** 340 × 350 × 120 mm (ancho × profundidad × alto).
- **Peso neto:** 5 kg.