



Baño de agua KD-PI

Descripción

El **baño de agua KD-PI** es un instrumento esencial en laboratorios de histología, **ya que** facilita la flotación y estiramiento de cortes de parafina antes de su montaje en portaobjetos.

Además, gracias a su tecnología de control térmico preciso y uniforme, permite un estiramiento eficiente sin dañar la estructura tisular, garantizando resultados óptimos en el análisis microscópico.

Por otra parte, está diseñado para un uso continuo en entornos clínicos y de investigación. El KD-PI combina facilidad de operación, eficiencia energética y durabilidad. Su estructura, fabricada en material negro especial resistente a la corrosión y al desgaste, lo convierte en una solución confiable incluso en laboratorios con alta demanda.

Características destacadas

- **Control con microprocesador de un solo chip importado**, que asegura estabilidad operativa y alta confiabilidad.
- **Pantalla LCD de gran tamaño**, con caracteres claros y ángulo amplio de visualización, **por lo que** los parámetros se leen fácilmente.

- **Visualización en tiempo real** de la temperatura configurada, la temperatura de trabajo y el estado del equipo.
- **Sistema de calentamiento PID** con módulo de medición de temperatura integrado, que ofrece alta precisión.
- **Elemento calefactor nuevo**, que proporciona un calentamiento rápido, uniforme y de larga duración.
- **Función de memoria automática**, que conserva la temperatura configurada tras cada uso.
- **Encendido y apagado programables**, permitiendo establecer horarios específicos y automatizar el funcionamiento.