



Baño de agua KD-PIII

Descripción

El [baño de agua KD-PIII](#) es un equipo esencial en laboratorios de histología, **ya que** garantiza un control térmico preciso y uniforme para la flotación y estiramiento de cortes de parafina.

Además, está diseñado para ofrecer resultados consistentes en el procesamiento de muestras, **lo que** mejora la calidad y eficiencia en análisis clínicos y de investigación.

Características principales

- **Control automático totalmente computarizado**, con microprocesador de un solo chip importado de Estados Unidos. Esto permite configuraciones simples y funciones completas.
- **Pantalla digital de color verde puro**, clara y fácil de leer, que muestra todos los parámetros en tiempo real.
- **Reloj de alta precisión con pantalla independiente de múltiples ventanas**, facilitando el seguimiento del trabajo.
- **Medición de temperatura con bloque integrado importado**, que asegura alta precisión y rendimiento confiable.

- **Elemento calefactor de nueva generación**, que proporciona calentamiento rápido, larga vida útil y ahorro de energía.
- **Diseño especial de medición de temperatura**, que toma directamente la temperatura del entorno de trabajo para mayor exactitud.
- **Función de memoria**, que conserva automáticamente la temperatura establecida después de cada uso.
- **Triple protección contra sobrecalentamiento**, para un funcionamiento seguro y confiable.