



EM111 Cassette de procesamiento/inclusión de biopsia, color aqua

Descripción

El **EM111 Cassette de procesamiento e inclusión de biopsia** es una herramienta esencial para manejar pequeñas muestras de tejido de manera segura y eficiente.

Su diseño permite insertar y extraer las muestras sin necesidad de almohadillas de biopsia.

De esta forma, se reduce el riesgo de pérdida de material.

Además, las ranuras y perforaciones optimizan el drenaje y el intercambio de fluidos durante la fijación, deshidratación y aclaramiento. **Esto asegura** un efecto experimental ideal.

El cassette está fabricado en **material POM (polioximetileno)**, resistente a los disolventes histológicos. **Por lo tanto**, mantiene la integridad de la muestra durante todo el proceso.

El EM111 también cuenta con:

- Superficie frontal inclinada a un ángulo de 45°.
- Compatibilidad con la mayoría de las impresoras de cassettes, lo que facilita la identificación y trazabilidad de las muestras.

Así, es ideal para laboratorios que buscan precisión, eficiencia y organización en el procesamiento de biopsias.

Finalmente, su color **aqua** permite una rápida clasificación visual. El embalaje en caja de 500 piezas garantiza un manejo cómodo y ordenado, listo para uso inmediato.