



CBC ROTAVISC lo-vi Package

Descripción

Paquete CBC ROTAVISC lo-vi - Medición precisa de viscosidad

El **paquete CBC ROTAVISC lo-vi** es la solución ideal para medir la viscosidad de líquidos sensibles a la temperatura en laboratorios. **Además**, combina el viscosímetro rotacional **ROTAVISC lo-vi** con el baño de circulación de calentamiento y enfriamiento **CBC VISC lite**, **permitiendo** mediciones precisas directamente en el baño. **Por lo tanto**, se obtiene un control completo de la temperatura y resultados confiables.

Rango de viscosidad amplio y fiable

Con un rango de **1 a 6 000 000 mPas**, este sistema asegura mediciones precisas y repetibles. **Asimismo**, el baño **CBC VISC lite**, con refrigerante natural R290, **ofrece** un control rápido, seguro y sostenible de la temperatura, desde -25 °C hasta 125 °C. **De este modo**, incluso líquidos muy sensibles se pueden analizar con total confianza.

Características técnicas destacadas

- **Rango de viscosidad:** 1 – 6 000 000 mPas
- **Precisión:** 1 %

- **Repetibilidad:** 0.2 %
- **Torque del resorte:** 0.0673 mNm
- **Rango de velocidad:** 0.01 – 200 rpm (± 0.01 rpm)
- **Visualización y control:** TFT con ajuste de velocidad y esfuerzo de torsión
- **Rango de tiempo:** 0.017 – 6000 min
- **Resolución de temperatura:** 0.1 K
- **Temperatura de funcionamiento:** -100 – 300 °C
- **Volumen de vaso:** 600 ml
- **Soporte telescópico:** 200 mm, carga dinámica 5 kg
- **Dimensiones (An x Al x Pr):** 351 x 629 x 372 mm
- **Peso:** 7.1 kg

Ventajas clave

En consecuencia, el CBC ROTAVISC lo-vi no solo garantiza precisión y confiabilidad, **sino que además** ofrece eficiencia y facilidad de uso. **Por lo tanto**, optimiza el trabajo en el laboratorio, mejora la reproducibilidad de tus mediciones y **de este modo** facilita el análisis de muestras sensibles.