



Centrífuga Biocen 22 R

Descripción

Centrífuga Biocen 22 R: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Biocen 22 R** es una microcentrífuga de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología refrigerada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **LCD**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **18100 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **31865 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **8 x 15 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Microcentrífuga
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 270 x 650 x 280 mm
- **Peso neto:** 41 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 60 Hz
- **Consumo de energía:** 580 W

[Descargar ficha técnica](#)