



Centrífuga Biocen 22

Descripción

Centrífuga Biocen 22: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Biocen 22** es una microcentrífuga de sobresuelo diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **LED**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **15000 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **21885 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **24 x 2 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Microcentrífuga
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 270 x 380 x 270 mm
- **Peso neto:** 16 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 220 W

[Descargar ficha técnica](#)