



Centrífuga Bioprocen 22 R

Descripción

Centrífuga Bioprocen 22 R: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Bioprocen 22 R** es una universal de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología refrigerada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **LCD**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **18100 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **31865 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **6 x 50 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Universal
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 410 x 690 x 320 mm
- **Peso neto:** 59 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 60 Hz
- **Consumo de energía:** 500 W

[Descargar ficha técnica](#)