



Centrifuga Cyto 22

Descripción

Centrífuga Cyto 22: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Cyto 22** es una tejidos de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario. Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **2500 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **866 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **12 x 6 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Tejidos
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 410 x 530 x 320 mm
- **Peso neto:** 35 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 400 W

[Descargar ficha técnica](#)