



Centrífuga Digicen 22

Descripción

Centrífuga Digicen 22: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Digicen 22** es una universal de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **16500 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **26480 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **4 x 100 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Universal
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 410 x 520 x 320 mm
- **Peso neto:** 35 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 400 W

[Descargar ficha técnica](#)