



Centrífuga Digtor 22 C-8

Descripción

Centrífuga Digtor 22 C-8: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Digtor 22 C-8** es una oil/petrol de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología calefactada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **3000 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **2425 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **8 x 100 ml (8/6")**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Oil/Petrol
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 530 x 640 x 420 mm
- **Peso neto:** 77 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 1450 W

[Descargar ficha técnica](#)