



Centrífuga Digtor 22 COL

Descripción

Centrífuga Digtor 22 COL: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Digtor 22 COL** es una tejidos de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **3000 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **1801 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **4 x 60 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Tejidos
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 530 x 640 x 400 mm
- **Peso neto:** 73 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 460 W

[Descargar ficha técnica](#)