



Centrífuga Dilitcen 22 R

Descripción

Centrífuga Dilitcen 22 R: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Dilitcen 22 R** es una gran capacidad de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología refrigerada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **14300 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **21948 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **4 x 1.000 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Gran Capacidad
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 720 x 800 x 430 mm
- **Peso neto:** 118 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 60 Hz
- **Consumo de energía:** 1100 W

[Descargar ficha técnica](#)