



Centrífuga Magnus 22 R

Descripción

Centrífuga Magnus 22 R: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Magnus 22 R** es una sobrepiso de sobrepiso diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología refrigerada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **14300 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **21948 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **4 x 750 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Sobrepiso

[Descargar ficha técnica](#)