



Centrifuga Magnus 22

Descripción

Centrífuga Magnus 22: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Magnus 22** es una sobrepiso de sobrepiso diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **TFT**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **14300 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **21948 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **4 x 750 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Sobrepiso
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 530 x 640 x 870 mm
- **Peso neto:** 116 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 700 W

[Descargar ficha técnica](#)