



## Centrífuga Minicen

### Descripción

### Centrífuga Minicen: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Minicen** es una minicentrífuga de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **LCD**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **15000 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **15596 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **12 x 1,5-2 ml**.

### Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Minicentrífuga
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 230 x 270 x 130 mm
- **Peso neto:** 5 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 230-110 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 180 W

[Descargar ficha técnica](#)