



Centrífuga Vetcen

Descripción

Centrífuga Vetcen: Rendimiento y precisión para su laboratorio

La **Vetcen** es una lácteos/vet de sobremesa diseñada para optimizar los procesos de separación en entornos de alta exigencia. Su tecnología ventilada garantiza resultados consistentes y fiables, posicionándose como una solución indispensable para el trabajo diario.

Este equipo destaca por su interfaz intuitiva mediante una pantalla **LED**, que permite un control riguroso de los parámetros. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta **11500 RPM** (fuerza centrífuga relativa de **12716 xg**) y procesa eficientemente una capacidad máxima de **6 x 1,5 x 75 mm + 6 x 1,5-2 ml**.

Especificaciones Físicas y Operativas

- **Clasificación:** Lácteos/Vet
- **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):** 270 x 400 x 270 mm
- **Peso neto:** 16 kg
- **Requerimientos eléctricos:** 110-120 V / 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** 320 W

[Descargar ficha técnica](#)