



Centro de inclusión, placa fría y calefactora KD-BMIII BLIII BC

Descripción

El [Centro de inclusión KD-BMIII/BLIII/BC](#) combina varias funciones en un solo equipo, optimizando los procesos de histología, embutido y preparación de muestras. Incluye **fusión y dispensado de parafina, placa fría/calefactora** y un **módulo criogénico** que enfría muestras hasta -15°C .

Además, cuenta con **control táctil y pedal opcional**, temperatura precisa entre **RT y 99°C** , y compartimentos de parafina y almacenamiento de **4 L y 4,5 L**, respectivamente. Todo esto mejora tanto la **eficiencia** como la **comodidad** durante el trabajo diario.

Características principales

- **Control computarizado programable:** permite iniciar y detener el equipo automáticamente cada semana, facilitando la organización del laboratorio.
- **Calentamiento rápido y uniforme:** los elementos de silicona de bajo consumo aseguran temperatura estable en todo momento.
- **Temperatura precisa:** sensores integrados muestran los datos en la pantalla LCD.

- **Zonas calefactadas independientes:** cinco áreas controladas por separado, incluyendo cámara y dispensador de parafina, compartimentos térmicos y placa de trabajo.