



Centro de inclusión y placa fría KD-BMIII BLIII

Descripción

El **Centro de inclusión y placa fría KD-BMIII-BLIII** combina un sistema avanzado de inclusión con control digital preciso y una plataforma fría integrada. **Por ello**, es ideal para laboratorios de histología que buscan mejorar la eficiencia y la calidad en el procesamiento de tejidos. Además, su diseño ergonómico y fácil de usar facilita el trabajo diario.

Este equipo incluye **pantalla OLED importada**, control automático de temperatura PID de seis vías y una mesa de congelación de alta precisión con refrigerante ecológico. **De esta manera**, combina funciones de incrustación y congelación para procesos rápidos y confiables.

Características destacadas

- **Pantalla OLED clara:** Visualización de datos desde cualquier ángulo.
- **Interfaz intuitiva:** Íconos de estado de trabajo para monitoreo inmediato.
- **Control programable:** Encendido y apagado automático semanal.
- **Bloque de temperatura importado:** Control PID independiente.

- **Calentamiento rápido y uniforme:** Elemento calefactor flexible.
- **Seguridad mejorada:** Doble protección contra sobrecalentamiento.