



Centro de inclusión y placa fría KD-BMIV BLIV

Descripción

El [centro de inclusión con placa fría KD-BMIV/BLIV](#) está diseñado para laboratorios que requieren un **control preciso de temperatura** durante la inclusión en parafina. Su **sistema modular** y el control individual de cada componente garantizan una operación **segura, eficiente y adaptable** a distintos flujos de trabajo histológico.

Características principales

- **Pantalla OLED:** Brinda visualización nítida desde cualquier ángulo, sin retroiluminación. Ahorra energía y evita puntos ciegos.
- **Calentamiento preciso:** Tecnología PID con sistema flexible para alcanzar rápidamente la temperatura deseada con gran exactitud.
- **Zonas de trabajo independientes:** Siete áreas (cámara de parafina, dispensador, compartimentos térmicos izquierdo y derecho, placa caliente, placa fría pequeña y módulo criogénico) funcionan de forma autónoma y sin interferencias.
- **Dispensador eficiente:** Alimentación por gravedad con calentamiento de baja tensión, flujo constante y seguro.