



Centro de tinción de tejidos KD-RS3

Descripción

El [centro de tinción de tejidos KD-RS3](#) está diseñado para ofrecer un proceso de tinción **eficiente y confiable** en laboratorios clínicos y de investigación, garantizando **resultados uniformes y alta productividad**.

Características principales:

- **Diseño compacto:** Tamaño mini con amplio espacio de almacenamiento, bajo consumo de reactivos y operación económica.
- **Control inteligente:** Computadora de un solo chip con rendimiento estable, funciones completas y operación sencilla.
- **Pantalla LCD táctil importada:** Interfaz intuitiva, visualización clara y animación del estado de operación para monitoreo fácil del progreso.
- **Funciones de memoria y seguridad:** Guarda automáticamente los programas tras su ejecución y permite bloqueo con contraseña.
- **Secado y flujo de agua automatizados:** Control inteligente de aire caliente y válvula solenoide para entrada/salida de agua, asegurando limpieza completa.

- **Gestión de procesos:** El software inteligente detecta y gestiona automáticamente situaciones anormales, optimizando el flujo de tinción.
- **Recordatorios configurables:** Notificaciones finales ajustables según la estación del tanque para mejorar el proceso de teñido.