



Centro de tinción de tejidos KD-RS5

Descripción

El [centro de tinción de tejidos KD-RS5](#) es un equipo avanzado diseñado para optimizar los procesos de tinción en laboratorios clínicos y de investigación. Su tecnología rápida y precisa garantiza **resultados uniformes y confiables**, aumentando la eficiencia y productividad del laboratorio.

Características principales:

- **Control por microcomputadora:** Sistema estable, funciones completas y operación sencilla.
- **Diseño modular eléctrico:** Permite tinción convencional o especial según las necesidades del laboratorio.
- **Flexibilidad en la tinción:** Bandejas pueden procesarse de forma simultánea o individual para mayor eficacia.
- **Pantalla táctil a color:** Facilita la selección de programas y muestra el progreso de tinción en tiempo real.

- **Alta capacidad y velocidad:** 10 programas simultáneos, 10 bandejas de tinción, 26 estaciones de reactivos, con movimientos rápidos de bandejas y brazo mecánico.
- **Rendimiento destacado:** Hasta **400 portaobjetos por hora**, optimizando el flujo de trabajo.