



Recirculador de agua por circuito con retorno de agua CF312L-D

Descripción

El Recirculador de agua por circuito con retorno de agua **CF312L-D** de [Yamato](#) es un **circulador de agua de refrigeración eficiente y compacto**, diseñado especialmente para **evaporadores rotatorios de la serie RE212**. Su facilidad de uso y mantenimiento lo hacen ideal para laboratorios y procesos industriales ligeros.

Características principales

- **Circulación cerrada externa** con conexión sin estrés y drenaje seguro del agua de condensación.
- **Control de temperatura** mediante encendido y apagado del refrigerador.
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** 5 °C a 35 °C.
- **Rango de control de temperatura:** -20 °C a 30 °C.
- **Caudal máximo:** aprox. 10 L/min.

- **Capacidad del tanque interior:** 3,9 L (volumen útil 3,5 L).
- **Material del tanque:** acero inoxidable, duradero y fácil de limpiar.
- **Fácil mantenimiento:** filtro de entrada de agua de fácil acceso.
- **Nuevo controlador intuitivo:** interfaz sencilla para ajustes rápidos y confiables.