



Recirculador de agua por circuito con retorno de agua CF313-Y

Descripción

El Recirculador de agua por circuito con retorno de agua **CF313-Y** de [Yamato](#) es un **circulador de agua de refrigeración de alto rendimiento** con diseño compacto y operatividad sencilla, ideal para aplicaciones que requieren un **control confiable de temperatura** en espacios reducidos. Su nuevo refrigerante lo hace más **respetuoso con el medio ambiente** sin comprometer la potencia.

Características principales

- **Circulación cerrada externa** con control de encendido/apagado del refrigerador.
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** 5 °C a 35 °C.
- **Rango de control de temperatura:** -20 °C a 30 °C.
- **Caudal máximo:** aprox. 10 L/min (60 Hz).
- **Capacidad del tanque interior:** 3,9 L (volumen útil 3,5 L).

- **Material del tanque:** Acero inoxidable.
- **Diseño compacto:** mismas dimensiones que el modelo CF302L pero con mayor capacidad de refrigeración.
- **Ecológico:** uso de refrigerante más respetuoso con el medio ambiente.
- **Seguridad y practicidad:** incluye boquillas para mangueras, manguera de drenaje y abrazaderas de fijación.