



Cubreobjetos citotes 22×22 caja con 100 piezas

Descripción

Los cubreobjetos Citotest son accesorios esenciales en laboratorios de biología, [histología](#) y microbiología. Se utilizan para cubrir muestras colocadas en portaobjetos, protegiéndolas de daños y garantizando una observación nítida al microscopio. Gracias a su alta transparencia y bordes finamente acabados, ofrecen una visión clara y libre de distorsiones. Cada caja contiene 100 piezas, lo que asegura un suministro suficiente para rutinas de análisis, prácticas educativas o investigación. Además Estos cubreobjetos son compatibles con la mayoría de los portaobjetos estándar y proporcionan un ajuste seguro y uniforme. Además, se ofrecen en múltiples tamaños, por ejemplo:

- [24 x 24](#)
- [24 x 50](#)
- [22 x 22](#)

En conclusión, los cubreobjetos Citotest son una opción confiable para obtener resultados precisos y proteger la integridad de las muestras en cada observación.