



## Dispensador de parafina KD-BMR

### Descripción

El **Dispensador de parafina KD-BMR** es un equipo esencial para laboratorios de histología que necesitan **calentamiento rápido y preciso de la parafina**, fundamental para un procesamiento óptimo de muestras. Gracias a su tecnología avanzada, incorpora un **control digital inteligente** que permite monitorear la temperatura en tiempo real, garantizando estabilidad térmica y distribución uniforme del calor.

Esto evita fluctuaciones que podrían afectar la calidad de la parafina y, por lo tanto, la integridad de las muestras. Además, su **elemento calefactor de alta eficiencia** acelera el calentamiento, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la productividad.

### Características principales:

- Programa de control automático totalmente computarizado para mayor comodidad y rendimiento.
- Controlador digital que muestra la temperatura en tiempo real para un monitoreo constante.
- Calentamiento rápido con ahorro de energía gracias a un nuevo elemento calefactor de alta fiabilidad.

- Bloque de medición de temperatura integrado, importado, que asegura precisión y estabilidad.
- Función de memoria que conserva la temperatura preestablecida.
- Indicador luminoso que muestra el estado del calentamiento.
- Válvula inteligente para descarga suave y precisa de parafina, evitando desperdicios.