



Dispensador de parafina KD-XF

Descripción

El **Dispensador de parafina KD-XF** es un equipo especializado para laboratorios de histología que requieren **dosificación precisa y segura de parafina fundida**. Gracias a su **sistema de calentamiento uniforme**, mantiene la parafina a temperatura constante, evitando solidificaciones o sobrecalentamientos que puedan afectar la calidad del tejido.

Su **diseño ergonómico** incluye controles mediante **botón táctil y pedal**, lo que permite una dosificación manual o automática, facilitando la operación sin contacto directo. Además, el **tanque de acero inoxidable de alta resistencia** es fácil de limpiar y cuenta con capacidad suficiente para cubrir flujos de trabajo de alto volumen.

El KD-XF también incorpora un **control de temperatura digital**, con ajustes desde temperatura ambiente hasta 85 °C, ofreciendo **alta precisión y estabilidad térmica**. Su estructura compacta y segura permite integrarlo fácilmente en estaciones de inclusión sin ocupar demasiado espacio.

En resumen, el dispensador de parafina KD-XF es la solución ideal para laboratorios que priorizan **exactitud, higiene y eficiencia** durante el proceso de inclusión de muestras.

Características principales

- **Control totalmente automatizado por ordenador** para una operación precisa.
- **Elementos calefactores de nueva generación:** calentamiento rápido, eficiente y confiable.
- **Sensores de temperatura importados de EE. UU.:** garantizan mediciones precisas y fiables.
- **Función de memoria y restauración automática:** guarda la configuración operativa más reciente tras cada uso.
- **LED indicador:** muestra claramente el estado de calentamiento.

Especificaciones técnicas

- **Área de trabajo:** 230 × 160 mm
- **Rango de temperatura:** 0 – 90 °C ajustable continuamente
- **Precisión de control:** ± 1 °C
- **Requisito eléctrico:** 220 V ± 10 % 50 Hz o 110 V ± 10 % 50/60 Hz
- **Potencia:** 150 W
- **Dimensiones:** 255 × 180 × 155 mm (ancho × profundidad × alto)
- **Peso:** 3 kg