



DK 20 Digestor Kjeldahl

Descripción

La unidad de digestión de la serie [DK 20](#) con bloque calefactor de aluminio ofrece un **calentamiento homogéneo y estable** hasta 450 °C. Un microprocesador controla la temperatura del bloque en todo momento, garantizando una precisión de **±0,5 °C** en cualquier valor seleccionado.

La **serie DK 20** asegura **alta precisión y repetibilidad** en cada análisis. Permite realizar digestiones por lotes de hasta **20 muestras** en tubos de ensayo de 250 ml (Ø 42 mm), optimizando la eficiencia y reduciendo el **consumo energético en un 13%** respecto a la serie anterior. Esta eficiencia se traduce en **menores costos de operación** y una **menor huella de CO₂**.

Beneficios Clave

- Calentamiento uniforme y estable hasta 450 °C.
- Control preciso mediante microprocesador.
- Capacidad para **20 muestras por lote**.
- Reducción de **13% en consumo energético**.

- Menores costos de análisis y menor liberación de CO₂.