



DK 6/48 Digestor Kjeldahl

Descripción

La unidad de digestión de la serie [DK 6/48](#) con bloque calefactor de aluminio garantiza un **calentamiento uniforme y preciso** hasta 450 °C. La temperatura del bloque se controla continuamente mediante un microprocesador, manteniéndose estable y homogénea con una **precisión de $\pm 0,5$ °C** en todos los valores seleccionables.

Con su **pantalla digital intuitiva**, puede programar métodos con el tiempo de digestión y hasta **4 rampas de temperatura**, asegurando procesos consistentes y reproducibles.

La serie DK 6/48 realiza la digestión por lotes de hasta **6 muestras** en tubos de ensayo de 300 ml (Ø 48 mm), **reduciendo el consumo de energía en un 13%** respecto a la serie anterior. Este ahorro energético se traduce en **menores costos por análisis** y una **reducción de la emisión de CO₂**.

Beneficios Clave

- Calentamiento homogéneo hasta 450 °C.
- Control digital por microprocesador con precisión de $\pm 0,5$ °C.
- Programación de métodos con tiempo y hasta 4 rampas de temperatura.

- Capacidad para 6 muestras por lote en tubos de 300 ml.
- Ahorro energético del 13% frente a versiones anteriores.
- Menores costos de análisis y menor impacto ambiental.