



Gabinete de Procedimientos 3 bahías Serie G (2 divisiones configurable)

Descripción

Carro de almacenamiento clínico móvil de máxima capacidad con 3 bahías y dos divisores internos configurable. Estructura de alta gama en acero cold-rolled de calibre 20 (shell calibre 18). Dimensiones: Alto 78.75" x Fondo 27" x Ancho 60". Equipado con tres puertas de vidrio templado, manijas de acero inoxidable y ruedas de grado médico de 5" con bloqueo. Conforme a UL 60601. PDF+ 4