



## Autoclave horizontal GWA180SQ

### Descripción

#### GWA180SQ

El **autoclave GWA180SQ** está diseñado para brindar una esterilización segura y eficiente en aplicaciones farmacéuticas, clínicas y de laboratorio, incorporando además un secado al vacío y prueba de envasado de medicamentos. Este autoclave es una opción excelente para procesos que requieren pruebas rigurosas como el envasado y secado al vacío de medicamentos.

Su sistema de **secado al vacío** garantiza que los instrumentos y empaques queden completamente secos al final del ciclo, reduciendo el riesgo de contaminación. Además, integra una función especial para **prueba de envasado de medicamentos**, lo que lo hace ideal para entornos que manejan productos farmacéuticos esterilizados con el autoclave GWA180SQ.

El GWA180SQ también cuenta con un sistema de **refrigeración por agua**, que mantiene el rendimiento del equipo en condiciones óptimas y acelera el ciclo de enfriamiento. Esto mejora la productividad del autoclave al realizar pruebas de envasado y secado al vacío de medicamentos.

Este modelo es una solución avanzada para instituciones que requieren **eficiencia, alta capacidad y control riguroso** en procesos de esterilización.

---

## Características principales

- Refrigeración por agua Sistema especial de refrigeración por agua para acortar el tiempo del ciclo.

- **Grandes capacidades de carga**

180L a 280L, adecuado para cargas pesadas de pruebas de envasado de medicamentos.

- **Bomba de vacío**

Función de secado al vacío y de pulso de vacío mediante bomba de primera clase del mundo en el test de envasado de medicamentos. lazyloaded"

src="https://www.zealway.us/wp-content/uploads/2020/06/3.vacuum-pump.jpg" alt="3. bomba de vacío" data-bbox="102 366 851 456"/>

data-src="https://www.zealway.us/wp-content/uploads/2020/06/3.vacuum-pump.jpg" data-mce-src="https://www.zealway.us/wp-content/uploads/2020/06/3.vacuum-pump.jpg">

- **Esterilización líquida**

Esterilización de líquidos eficiente, especialmente para líquidos sellados.

- Prueba de empaque de medicamentos

Cumplir con los procedimientos de prueba de EE. UU. y la UE para materiales de envasado de medicamentos utilizando el autoclave GWA180SQ con secado al vacío y prueba de envasado de medicamentos.

- Opción médica/de bioseguridad

Opción para programa de bioseguridad y médico con el autoclave GWA180SQ especialmente cuando se integra en pruebas de productos farmacéuticos.