



IKA Rotavisc SBS me-vi Complete

Descripción

El viscosímetro rotacional **IKA Rotavisc SBS me-vi Complete** ofrece máxima robustez y precisión gracias a su tecnología de rodamiento de bolas de acero suspendido, diseñada para soportar condiciones exigentes en el laboratorio. Es ideal para aplicaciones con alto rendimiento de muestras, cambios frecuentes de agujas, operaciones en entornos demandantes o en ubicaciones de equipos que cambian con frecuencia.

Información técnica IKA Rotavisc SBS me-vi Complete

- **Rango de medición de la viscosidad:** 40,000,000 mPas
- **Precisión de la viscosidad:** ± 1 %
- **Repetibilidad:** ± 0.2 %
- **Torque del resorte:** 0.7187 mNm
- **Raíl de guía:** me-vi

- **Agujas de medición:** SP set-2
- **Potencia del motor:** 4.8 W
- **Protección contra sobrecargas:** Sí
- **Dirección de rotación:** Derecha
- **Visualización / Control:** Pantalla TFT
- **Rango de velocidad:** 0.01 – 200 rpm
- **Exactitud de velocidad:** ± 0.01 rpm
- **Indicador y medida de esfuerzo de torsión:** Sí
- **Contador de tiempo:** Sí (0.017 – 6000 min)
- **Resolución de temperatura:** 0.1 K
- **Sensor de temperatura:** PT 100 (conexión externa)
- **Función de gráfico:** Sí