



Medidor de mesa de pH/ORP/Temp

Descripción

Especificaciones: Rango: pH: – 2.00 a 16.00 pH ORP: -1999 a 1999 mV Temperatura: 0 a 80 °C Resolución: pH: 0.01 pH ORP: 1 mV Temperatura: 0.1 °C Precisión: pH: ± 0.02 pH ORP: ± 3 mV Temperatura: ± 0.5 °C Calibración de pH: hasta 3 puntos de calibración automática con 5 soluciones estándar: 4.01, 6.86, 7.00, 9.18 y 10.01 pH Compensación de Temperatura Automática: 0 a 80 °C Compensación de Temperatura Manual: 0 a 80 °C Electrodo de pH: AK1004 (incluido) Sonda de temperatura: AK1040 (incluida) Pantalla LCD con retroiluminación: Encendido/Apagado Apagado automático: 10 minutos Lectura (HOLD): Manual Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C Humedad relativa de funcionamiento: 10 a 90 % RH Fuente de alimentación: Adaptador AC/DC 12V AK1075 Dimensiones (An x L x Al): 83 x 175 x 34 mm Peso: 257 g El AK130 MAX se suministra completo con: Electrodo de vidrio para pH AK1004 recargable con cable de 1 metro Sonda de temperatura AK1040 con cable de 1 metro Soporte para electrodos AK1070 Adaptador AC/DC 12V AK1075 Solución de calibración pH 7.01 de 20 ml Solución de calibración pH 4.01 de 20 ml Solución de calibración pH 10.01 de 20 ml Solución electrolítica KCL de 20 ml Manual de instrucciones Accesorios opcionales: AK1010: Electrodo ORP con conector BNC y cable de 1 metro AK1040: Sonda de temperatura con cable de 1 metro AK4504: Solución tampón pH 4.01 de 250 mL AK4507: Solución tampón pH 7.00 de 250 mL AK4510: Solución tampón pH 10.00 de 250 mL AK4530: Solución de almacenamiento KCL para electrodos de pH – 250 mL AK4531: Solución de limpieza para electrodos de pH – 250 mL