



## Medidor preciso de pH/OD T-721

### Descripción

El **Medidor de pH y Oxígeno Disuelto T-721** de **PEAK Instruments** está diseñado para ofrecer mediciones precisas y confiables en aplicaciones de **biotecnología, acuicultura, energía, investigación ambiental y educación científica**. Su avanzada tecnología garantiza resultados estables y una experiencia de uso intuitiva.

### Características principales

- **Pantalla táctil a color de 7 pulgadas:** con alta resolución (1024×600), muestra varios parámetros a la vez, facilita la lectura de datos y permite un manejo intuitivo.
- **Funciones inteligentes:** calibración y compensación automática de temperatura, almacenamiento de datos, exportación USB, impresión inalámbrica, autodiagnóstico y configuración personalizada.
- **Interfaz multilinguaje:** disponible en inglés y chino, con brillo ajustable para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.
- **Reconocimiento automático de soluciones tampón de pH:** permite elegir entre las series EE. UU., NIST o China.

- **Gran capacidad de almacenamiento:** guarda hasta **1000 conjuntos de datos**, exportables mediante USB y compatibles con Excel.
- **Modo de oxígeno disuelto (DO):** incluye compensación automática de temperatura, salinidad y presión para lecturas más precisas.