



Microtomo Automatico KD-3368

Descripción

El **Microtomo automático KD-3368** está diseñado para ofrecer cortes precisos, seguros y consistentes en laboratorios de histología. Gracias a su sistema automatizado, pantalla digital y control preciso del espesor de corte, este equipo garantiza eficiencia en cada procedimiento. El Microtomo automático KD-3368 es ideal para aplicaciones clínicas y de investigación que requieren máxima calidad en la preparación de muestras.

Características destacadas del Microtomo automático KD-3368

- **Guía de bola cruzada y tornillo de precisión:** asegura un deslizamiento suave y cortes constantes.
- **Sistema de accionamiento inteligente:** permite recorte, corte, avance/rebobinado rápido y conversión con facilidad.
- **Modo dual de corte:** selección rápida entre **modo manual o automático** con velocidad de corte ajustable.

- **Pantalla OLED de alta visibilidad (360°):** muestra el grosor, número de cortes y estado del equipo sin puntos ciegos.
- **Modos de corte automático:** lento o continuo, con ajuste progresivo de velocidad.
- **Volante con sistema de equilibrio y bloqueo:** facilita el posicionamiento preciso y seguro en cualquier punto.
- **Sistema de seguridad completo:** freno de emergencia, alarma, protección contra sobrecarga y modo de suspensión automática.
- **Mandriles de muestra intercambiables:** compatibles con bloques de cera y cajas de inclusión horizontal.
- **Protector de hoja rojo:** resguarda el filo y permite un cambio rápido de cuchillas mediante palanca.
- **Bandeja magnética de residuos:** extraíble con facilidad; la tapa superior sirve para almacenar cuchillas y herramientas.