



Microtomo KD-2260

Descripción

Microtomo KD-2260 de Kedee – Precisión y Fiabilidad en Histología

El **microtomo KD-2260 de [Kedee](#)** es un equipo manual de alta precisión, diseñado para satisfacer las exigencias de laboratorios de histología, patología e investigación biomédica. Su mecánica avanzada y diseño ergonómico garantizan cortes uniformes y seguros, incluso bajo cargas de trabajo intensas. Este microtomo es ideal para entornos clínicos, académicos e industriales que requieren resultados consistentes y de alta calidad.

Características Destacadas:

- **Rango de espesor de corte:** 0–60 μm , con incrementos ajustables:
 - 0–2 μm : incrementos de 0.25 μm
 - 2–10 μm : incrementos de 1 μm
 - 10–20 μm : incrementos de 2 μm

- 20–60 μm : incrementos de 5 μm
- **Espesor mínimo de corte:** 0.5 μm
- **Avance horizontal de la muestra:** 29 mm
- **Carrera vertical de la muestra:** 60 mm
- **Rotación del portamuestras:** 360°
- **Orientación de la muestra:** XY $\pm 8^\circ$
- **Tamaño máximo de la muestra:** 60×70 mm
- **Error de precisión:** $\pm 1\%$
- **Dimensiones:** 570×440×290 mm
- **Peso neto:** 28 kg

Beneficios Clave:

- **Cortes de alta precisión:** Gracias a su sistema de microalimentación y guías de rodillos cruzados, asegura secciones consistentes y de calidad superior.
- **Diseño ergonómico:** La carcasa aerodinámica facilita la limpieza y mejora la apariencia del equipo.

- **Versatilidad:** Compatible con cuchillas desechables y reutilizables, adaptándose a diversas necesidades de laboratorio.
- **Facilidad de mantenimiento:** Bandeja de residuos resistente al xileno, desmontable para una limpieza sencilla.
- **Seguridad:** La rueda manual puede bloquearse en cualquier posición, proporcionando seguridad adicional durante el uso