



Microtomo KD-2268

Descripción

KD-2268 – Micrótopo Rotatorio Manual de Alta Precisión El [Microtomo KD-2268](#) es un equipo manual diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los laboratorios de histología e histopatología. También es adecuado para su uso en laboratorios de investigación, así como para el control de calidad industrial. Gracias a su mecanismo interno de alta precisión, permite realizar cortes de calidad con un rendimiento alto y constante. Características destacadas: Rango de espesor de sección: 0–60 μm , con incrementos de 1 μm (0–20 μm) y 5 μm (20–60 μm). Precisión de corte con error de ± 1 %. Tamaño máximo de muestra: 60 $\times$ 50 mm. Retracción del espécimen de 90 μm (opcional). Alimentación horizontal de 28 mm y trazo vertical de 70 mm. Orientación de la muestra en ejes X/Y de 8°. Dimensiones: 590 $\times$ 500 $\times$ 330 mm; peso neto: 37 kg. Su diseño ergonómico y funcionalidad avanzada permiten un corte rápido, seguro y fluido, incluso con una carga de trabajo elevada. La bandeja de residuos integrada es resistente al xileno y se puede extraer para su limpieza.