



## Microtomo Semi-automatico rotatorio KD-3358

### Descripción

El **Microtomo Semi Automático Rotatorio KD-3358** es una herramienta esencial para laboratorios de histología e investigación que requieren cortes precisos y consistentes. Diseñado con tecnología avanzada y un sistema de control inteligente, este equipo permite obtener secciones de alta calidad con facilidad y seguridad. Su pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre el grosor de corte, número de secciones y velocidad, facilitando un monitoreo constante del proceso. Además, incorpora características de seguridad como frenos de emergencia y protección contra sobrecargas, asegurando un entorno de trabajo confiable. Características destacadas: Rango de espesor de sección: 0.25–60  $\mu\text{m}$ , con incrementos de 0.25  $\mu\text{m}$  a 5  $\mu\text{m}$ . Rango de grosor de recorte: 1–900  $\mu\text{m}$ . Precisión de corte con error de  $\pm 5\%$ . Tamaño máximo de muestra: 50 × 70 mm. Alimentación horizontal de 28 mm y trazo vertical de 52 mm. Orientación de la muestra en ejes X/Y de 8°. Dimensiones: 585 × 410 × 305 mm; peso neto: 29 kg. El KD-3358 cuenta con una pantalla LCD que muestra el grosor de corte, número de secciones y velocidad de corte. Su sistema de control inteligente permite cambiar fácilmente entre modos de seccionamiento y recorte. Además, incorpora sistemas de seguridad como frenos de emergencia y protección contra sobrecargas.