



## Microtomo Semi-automatico rotatorio KD-ST5500

### Descripción

El **microtomo semi automático rotatorio KD-ST5500** está diseñado para ofrecer cortes de alta precisión y confiabilidad en laboratorios de histología y patología. Su tecnología avanzada y diseño ergonómico facilitan la preparación eficiente de muestras, garantizando resultados consistentes para investigaciones y diagnósticos clínicos. Ideal para usuarios que

buscan combinar precisión y facilidad de uso en un solo equipo. El **Microtomo automático KD-3358** es un equipo de última generación diseñado para ofrecer cortes histológicos de alta precisión con el máximo control y seguridad. Su sistema de transmisión controlado por programa inteligente permite seleccionar entre **modo convencional, modo con detección inteligente** y el exclusivo **modo de corte de capa completa**, que simula funciones similares a una tomografía por su análisis progresivo por capas.

Gracias a su sistema de **memoria de posicionamiento dual**, pantalla OLED y funciones avanzadas de recorte automático, el KD-3358 se adapta perfectamente a laboratorios que requieren eficiencia, automatización y resultados reproducibles.

### Características destacadas del Microtomo automático KD-3358

- **Modos de corte avanzados:** convencional, inteligente y por capas (tipo tomografía) para análisis más detallados.

- **Sistema de accionamiento inteligente:** incluye recorte fino, retracción automática, avance/rebobinado rápido y funciones de conversión.
- **Control ergonómico:** rueda manual para ajustar velocidad y dirección de avance en tiempo real.
- **Memoria de posicionamiento dual:** guarda puntos de recorte y corte, y permite regresar automáticamente con solo pulsar una tecla.
- **Pantalla OLED 360°:** datos siempre visibles, sin puntos ciegos. Cambio de idioma chino/inglés incluido.
- **Compatible con control remoto inalámbrico (opcional).**
- **Alarma de voz y protección automática:** incluye freno de emergencia, protección contra sobrecarga y modo de suspensión inteligente.
- **Cabezal con posicionamiento preciso:** ajuste X/Y rápido, marcado a 0°, con mandriles intercambiables.
- **Portacuchillas ajustable lateralmente:** permite usar toda la hoja sin moverla manualmente, con escala de posicionamiento visible.
- **Diseño práctico:** ranuras de agarre integradas para mover o instalar fácilmente el equipo en el laboratorio.