



Mini registrador de datos de baja temperatura Nano SPY T3

Descripción

El **Mini Registrador de Baja Temperatura Nano SPY T3** está diseñado para **monitorear recintos termocontrolados** como congeladores de -80°C o tanques criogénicos, con un rango de medición de **-200°C a 0°C** .

Su **sonda externa** permite mediciones precisas y el **imán incorporado** facilita la fijación al exterior del recinto sin interferir con la operación.

Los datos se transmiten mediante **radiofrecuencia de 2.4 GHz** a un **Nano SPY LINK** cercano y se almacenan en la **nube segura de JRI**, gestionables desde la plataforma **MySirius**. En caso de **superar los umbrales**, se generan **alertas en tiempo real** para una acción inmediata.

Otra versión del **Nano SPY T3** está disponible para **altas temperaturas** (n.º de pieza 11693).

Beneficios

- **Fácil de usar:** listo para usar con luces de funcionamiento y alarma
- **Alta precisión** en medición de baja temperatura

- **Instalación rápida** con ojales de fijación e imán integrado
- **Sonda externa no desconectable**
- **Batería reemplazable**
- Alertas en tiempo real para protección de equipos sensibles