



Mini registrador de datos de temperatura Nano SPY TWIN

Descripción

El **Mini Registrador Nano SPY TWIN** está diseñado para **monitorear temperaturas** en armarios termocontrolados mediante dos sensores: **sensor interno** para temperatura ambiente y **sensor externo** para temperatura de productos o zonas críticas. Su imán integrado permite fijarlo al exterior de la cámara de forma segura.

El dispositivo combina lo mejor del **Nano SPY T1** (temperatura ambiente) y el **Nano SPY T2** (temperatura externa), ofreciendo **mayor precisión y versatilidad** en la monitorización.

Monitorea rangos de **-30 °C a +70 °C** con el sensor interno y **-50 °C a +105 °C** con el sensor externo. Los datos se transmiten a un **módulo Nano SPY LINK** cercano mediante **radiofrecuencia 2,4 GHz** y se gestionan automáticamente en la **plataforma web JRI MySirius**, con almacenamiento seguro en la nube.

Beneficios

- **Monitoreo doble:** un dispositivo con 2 sensores para temperaturas internas y externas
- **Versatilidad:** adecuado para recintos mixtos o múltiples equipos adyacentes

- **Fácil de usar:** listo para usar con luces de funcionamiento y alarma
- **Instalación sencilla:** imán integrado para fijación rápida
- **Alertas en tiempo real:** reacciona inmediatamente ante desviaciones de temperatura
- **Gestión centralizada:** datos enviados a JRI MySirius de forma automática