



OHS 200 Advance Agitador de Varilla

Descripción

El [OHS 200 Advance](#) es un agitador de varillas **VELP** diseñado para ofrecer los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Su **grado de protección IP54** garantiza máxima resistencia a la corrosión y un funcionamiento fiable en entornos de trabajo exigentes.

Características de seguridad

El equipo incorpora múltiples sistemas que protegen tanto al usuario como al instrumento:

- **Bloqueo de herramientas:** evita cambios involuntarios en la configuración.
- **Sistemas de protección integrados:** detienen la agitación ante sobrecarga, sobrecalentamiento o cortocircuito.
- **Mando seguro:** activa la agitación únicamente mediante presión, evitando arranques accidentales.
- **Velocidad gradual:** la velocidad programada se alcanza progresivamente para prevenir salpicaduras.

- **Sensor de vibraciones:** detiene la agitación si detecta vibraciones por una fijación incorrecta de la varilla, con niveles de sensibilidad ajustables.

Funcionamiento y garantía

El **OHS 200 Advance** garantiza un **funcionamiento continuo** y está respaldado por una **garantía extendida de 3 años**, asegurando confiabilidad y durabilidad a largo plazo.