



PC 3012 NT VARIO select EKP

Descripción

La **PC 3012 NT VARIO Select EKP** es una **bomba de membrana con resistencia química**, diseñada para laboratorios que requieren **alto rendimiento y manejo eficiente de grandes volúmenes de disolventes**.

Características principales:

- **Control VACUU-SELECT** con interfaz gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo diario.
- **Detección automática del punto de ebullición**, ajustando el vacío para tiempos de proceso cortos.
- **Cumple con los requisitos de vacío** para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición, incluso en grandes cantidades.
- **Membranas de larga duración**, reduciendo costos de operación y mantenimiento al mínimo.

- **Compatibilidad ambiental**, con bajo consumo de energía y eficiente recuperación de solventes.

Especificaciones técnicas:

- **Vacío final:** 1.5 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 3 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 14.3 m³/h

La **PC 3012 NT VARIO Select EKP** combina **rendimiento confiable, eficiencia y durabilidad**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos, seguros y sostenibles en grandes volúmenes**.