



Pipeta de vidrio 10ml graduada clase a (caja de 10 pzas)

Descripción

La **pipeta de vidrio 10 mL Clase A** está fabricada en **vidrio borosilicato de alta calidad**, garantizando resistencia térmica y química. Su **graduación de alta precisión** permite mediciones exactas y reproducibles, cumpliendo con estándares de laboratorio de calidad.

Viene en **caja de 10 unidades**, ofreciendo un suministro confiable para laboratorios de química, biología, análisis clínicos e investigación científica. Ideal para aplicaciones que requieren exactitud en la transferencia de líquidos.

Características destacadas

- Capacidad: **10 mL**
- Material: **Vidrio borosilicato** resistente a químicos y cambios de temperatura
- Clase: **Clase A** (alta precisión)
- Graduación: marcada para medición exacta

- Caja con **10 unidades**
- Resistente a cambios de temperatura y manejo cotidiano en laboratorio

Beneficios para el usuario

- Mediciones precisas y reproducibles gracias a la clase A
- Material duradero y resistente a la mayoría de reactivos químicos
- Caja de 10 unidades garantiza disponibilidad continua
- Ideal para aplicaciones de química, biología y laboratorios clínicos
- Fácil de limpiar y esterilizar