



Pipeta pasteur, fabricada en ldpe, cap.5ml/longitud de 154mm, sin graduación, approx. 23 gotas por ml. empaque individual. esteril por eo. caja de 100 pzas.

Descripción

La **Pipeta Pasteur de LDPE 5 mL** está diseñada para la transferencia segura de líquidos en laboratorios de biología, química y análisis clínicos. Fabricada en **polietileno de baja densidad**, es flexible, resistente y ligera, lo que facilita su manejo.

Cada pipeta tiene **capacidad de 5 mL y longitud de 154 mm**, sin graduación, con un rendimiento aproximado de **23 gotas por mL**. Viene en **empaque individual** y es **esterilizada por óxido de etileno (EO)**, asegurando condiciones de higiene óptimas para aplicaciones críticas.

La pipeta se suministra en **caja con 100 piezas**, ofreciendo una solución práctica y lista para uso en laboratorio.

Características destacadas

- Material: **LDPE (polietileno de baja densidad)**

- Capacidad: **5 mL**
- Longitud: **154 mm**
- Sin graduación, aprox. **23 gotas por mL**
- Estéril por óxido de etileno (EO)
- Empaque individual
- Caja con **100 unidades**
- Flexible y resistente, fácil de manipular

Beneficios para el usuario

- Uso seguro y práctico en la transferencia de líquidos
- Estéril y listo para aplicaciones críticas en laboratorio
- Flexible y duradera, evita roturas accidentales
- Empaque individual que mantiene la higiene
- Cantidad suficiente para laboratorios de alto consumo