



## Procesador de tejidos, KD-TS1A

### Descripción

El **procesador de tejidos KD-TS1A** es una solución compacta y confiable para laboratorios que buscan eficiencia en el procesamiento histológico. Su diseño intuitivo y tecnología avanzada permiten ciclos automáticos y personalizables, garantizando **infiltración uniforme de tejidos** y resultados reproducibles, incluso en espacios reducidos.

Su carcasa robusta y revestida de APS asegura **resistencia a la corrosión**, mientras que el sistema de control por microchip ofrece funciones completas con memoria para programas y extensión de tiempo. El KD-TS1A procesa hasta **40 muestras simultáneamente**, con seguridad ante apagones breves y ajustes manuales posibles durante el ciclo automático.

### Características principales:

- Procesamiento automático y personalizable de tejidos.
- Capacidad para 40 muestras simultáneas.
- Diseño compacto, económico y ahorro de reactivos.
- Cubierta de plexiglás sellada y respetuosa con el medio ambiente.

- Calentamiento en seco con control de alta precisión.
- Sistema de transmisión bidimensional, silencioso y duradero.
- Control fotoeléctrico de posicionamiento para máxima fiabilidad.
- Detección y recuperación automática ante eventos anormales.