



Procesador de tejidos, KD-TS3S

Descripción

El [procesador de tejidos KD-TS3S](#) es un equipo avanzado pensado para laboratorios que buscan **eficiencia y precisión** en el procesamiento histológico. Su **pantalla táctil inteligente** y sistemas automatizados facilitan el control y monitoreo de cada ciclo, garantizando resultados uniformes y confiables.

Gracias a tecnologías innovadoras como **agitación automática, control preciso de temperatura** y sistemas de seguridad integrados, el KD-TS3S optimiza el procesamiento de muestras, mejorando la calidad de los análisis.

Control y operación

- **Pantalla LCD táctil de 7"**: visualización clara del estado de trabajo.
- **Diálogos humano-computadora**: incluye recordatorios de error, ayudas en línea y mensajes desplazables.
- **Animación sincronizada del estado operativo**: permite ver el progreso fácilmente.
- **Temporizador programable**: calcula automáticamente la hora de finalización del ciclo.

- **Sistema PLC totalmente automatizado:** controla todos los ciclos de trabajo con precisión.
- **Operación manual disponible:** se puede intervenir sin interrumpir el ciclo automático.